


Поликлональные Антитела Против Anti-Ppme1 Для Wb И Elisa - Q9Y570

Артикул: CM0017148



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PPME1 (PME-1), подходящие для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными белками. Обнаруживают прот белковой фосфатазы метилэстеразы 1, ключевого регулятора метилирования и активности PP2A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPME1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PME-1; ABDH19; PPME1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51400
GeneID	51400
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого PPME1 (NP_057231.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y570
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом