


Поликлональные Антитела Против Anti-Ppp1Ca Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ифа - P62136

Артикул: CM0018989



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PPP1CA (каталитическая субъединица PP1alpha). Валидированы для WB, IF/ICC, ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными белками. ММ 38 кДа. Идеально подходят для исследований сигнальных путей фосфатаз и MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PPP1CA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alpha, PPP1CA
Вид	Человек
ID гена	5499 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого PPP1CA (NP_002699.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62136
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В ледяном пакете