


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Ppp1Ca Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P62136

Артикул: CM0006438



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PPP1CA (каталитическая субъединица PP1-альфа). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований фосфатаз в клеточном цикле, транскрипции и сигнальных путях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1CA Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5499
GeneID	5499
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 230-330 человеческого PPP1CA (NP_002699.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62136
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент