


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ppp1Ca Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — P62136

Артикул: CM0016319



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий PPP1CA (PP1-альфа), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Предназначено для исследований фосфатазной сигнализации, клеточного цикла и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PPP1CA
Примечания/синонимы	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5499
ID гена	5499
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230–330 человеческого PPP1CA (NP_002699.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62136
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Пакет со льдом