

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Ppp1R12B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60237

Артикул: CM0019990

введение

Кроличыи поликлональные антитела к PPP1R12B (MYPT2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим белком; идеально подходят для изучения регуляции миозинфосфатазы и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R12B Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MYPT2; PP1bp55; PPP1R12B
Вид белка	Человек
GeneID (человек)	4660
GeneID	4660
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 660-930 человеческого PPP1R12B (NP_002472.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60237
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодовая упаковка