


Антитело Кролика Против Rpp1R13L (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wuf5

Артикул: CM0014614



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого PPP1R13L (iASPP, RelA-ассоциированный ингибитор), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Применяется для изучения апоптоза, воспалительного ответа, зависящего от NF-κappa-B, и регуляции транскрипции p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R13L кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10848
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 589-828 человеческого PPP1R13L (NP_006654.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUF5
Молекулярный вес белка	89кДа
Доставка	Сумка со льдом