

Антитело Кролика Поликлональное Против Rpp1R14A (Cpi-17) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96A00

Артикул: CM0016816

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против PPP1R14A/CPI-17, зависимого от фосфорилирования ингибитора PP1, участвующего в регуляции гладкой мускулатуры. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации и сокращения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R14A кролика pAb
Примечания/Псевдоним	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	94274
ID гена	94274
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 человеческого PPP1R14A (NP_150281.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96A00
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом