

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Ppp1R14B Для Wb, Elisa — Q96C90

Артикул: CM0016839

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PPP1R14B. Валидировано для WB и ELISA, реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Чувствительный к фосфорилированию ингибитор PP1; ~16 кДа. Идеально подходит для исследований сигнальных путей фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PPP1R14B
Примечания/синонимы	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
Вид	Человек
GeneID (человек)	26472
GeneID	26472
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 68–147 человеческого PPP1R14B (NP_619634.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96C90
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом