


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppp1R15A (Gadd34) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - O75807

Артикул: CM0022129



введение

Кроличья поликлональная антитело против PPP1R15A (GADD34) для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC), ИФА (ELISA).

Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на регуляторную субъединицу фосфатазы, индуцируемую стрессом, участвующую в восстановлении трансляции и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R15A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GADD34; PPP1R15A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23645
GeneID	23645
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 375-674 человеческого PPP1R15A (NP_055145.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75807
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	В ледяном пакете