

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ppp1R3B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Xi6

Артикул: CM0018198



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок PPP1R3B (гликоген-таргетинговая субъединица GL). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований метаболизма гликогена и инсулиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R3B Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79660
ID гена	79660
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого белка PPP1R3B (NP_078883.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q86Xi6
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом