

Поликлональное Антитело Против Ppp1R3C Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uqk1

Артикул: CM0021964



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PPP1R3C (PTG), валидированное для ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований метаболизма гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R3C Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5507
GeneID	5507
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого PPP1R3C (NP_005389.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQK1
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	В пакете со льдом