


Кроличья Поликлональная Антитела Против Ppp1R7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15435

Артикул: CM0016111



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела к PPP1R7 детектируют эндогенные уровни регуляторной субъединицы 7 протеинфосфатазы 1 в образцах человека и мыши. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, нацелены на область аминокислот 281-360. Идеальны для исследовательского применения в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R7 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	SDS22; PPP1R7
Вид	Человек
ID гена	5510
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 281-360 человеческого PPP1R7 (NP_002703.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15435
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом