

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppp1R9B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q96Sb3

Артикул: CM0023436

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PPP1R9B (Нейрабин-2/Спинофилин), перекрестно реагирующая с человеческим и мышинным белком. Подходит для WB, IF/ICC, ИФА. Идеально подходит для изучения синаптической передачи, дендритных шипиков и взаимодействий с актиновым цитоскелетом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP1R9B Rabbit pAb
Примечания/Аллиасы	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
Вид	Человек
ID гена (человек)	84687
ID гена	84687
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого PPP1R9B (NP_115984.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96SB3
Молекулярная масса белка	89кДа
Доставка	Холодильный пакет