

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B Для Вб И Ифа — P30153 / P63151 / P30154

Артикул: CM0022302



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на PPP2R1A, PPP2R2A и PPP2R1B. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА на материале человека, мыши и крысы. Используется для изучения функции комплекса PP2A в сигнализации, митозе и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
Вид	Человек
ID гена (человек)	5518/5520/5519
ID гена	5518/5520/5519
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-161 человеческого PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1BPPP2R1A (NP_055040.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30153/P63151/P30154
Доставка	Холодильный пакет