

Поликлональные Антитела К Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C Для Wb, Elisa - Q00005 / Q9Y2T4

Артикул: CM0021873

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PPP2R2B/PPP2R2C, регуляторных субъединиц протеинфосфатазы 2A. Валидированы для WB и ELISA, реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований клеточной сигнализации и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к PPP2R2B/PPP2R2C
Примечания/Псевдоним	PPP2R2B/PPP2R2C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5521/5522
ID гена	5521/5522
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-220 человеческого PPP2R2B/PPP2R2C (NP_858060.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
Доставка	Сумка со льдом