


## Поликлональные Антитела Anti-Ppp2R3B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y5P8

Артикул: CM0028716



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PPP2R3B — регуляторной субъединицы PP2A. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью к белку человека и мыши. Подходят для изучения функции PP2A и его ядерной локализации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PPP2R3B кроличьи пАт                                                                                                                                             |
| Примечания/псевдонимы     | PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                          |
| ID гена (человек)         | 28227                                                                                                                                                            |
| ID гена                   | 28227                                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 356-575 человеческого PPP2R3B (NP_037371.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                          |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                                                    |
| SWISS                     | Q9Y5P8                                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 65 кДа                                                                                                                                                           |
| Доставка                  | Холодовый пакет                                                                                                                                                  |