

Поликлональные Антитела Против Prr3Cc Для Вб, Ифа - P48454

Артикул: CM0027973



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PPP3CC (гамма-кальциневрин A), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходят для исследований кальциевого сигналинга и тестикулярной фосфатазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP3CC кроличьи пАт
Примечания/Синонимы	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
Вид	Человек
ID гена	5533
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 373-512 человеческого PPP3CC (NP_005596.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P48454
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет