

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ppp3R1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P63098

Артикул: CM0016841



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PPP3R1 (Кальцинейрин, субъединица В тип 1) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Валидированы для человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований кальцинейрин-зависимой передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP3R1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5534
GeneID	5534
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-170 человеческого PPP3R1 (NP_000936.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63098
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	В термосумке со льдом