

Поликлональные Антитела Против Ppp3R2 Для Вб, Ифа - Q96Lz3

Артикул: CM0028562

введение

Кроличы поликлональные антитела к PPP3R2 для вестерн-блоттинга и ИФА, специфичны к человеку, мыши и крысе. Распознает кальциневрин В типа 2 — тестис-специфичную регуляторную субъединицу, участвующую в кальций-зависимой фосфатазной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к PPP3R2
Примечания/алиасы	PPP3RL; PPP3R2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5535
ID гена	5535
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-173 человеческого PPP3R2 (NP_671709.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96LZ3
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет