

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpp4C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ип, Ифа - P60510

Артикул: CM0013278

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PPP4C, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований репарации ДНК, апоптоза и передачи сигналов. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP4C Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PP4; PRX; PP-X; PP4C; PRN3; PPP4; PPP4C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5531
GeneID	5531
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-307 человеческого PPP4C (NP_002711.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60510
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом