

Анти-Ppp4C Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

Артикул: CM0019922

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого PPP4C (PP4/PPX).
Валидированы для WB, IHC-P, IP, ELISA.
Реагируют с человеческим, мышиным, крысиным белками. Обнаруживают белок 35 кДа. Участвуют в репарации ДНК, организации центросом и сигналинге TNF-альфа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP4C кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5531
ID гена	5531
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-307 человеческого PPP4C (NP_002711.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60510
Молекулярный вес белка	35kDa
Доставка	Сумка со льдом