

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppp4R3B Для Wb, If/Icc, Elisa - Q5Miz7

Артикул: CM0024526

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на PPP4R3B (SMEK2) — регуляторную субъединицу PP4, локализованную в цетросомах/ядре. Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA, реагирует с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP4R3B кроличья pAb
Примечания/алиасы	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
Вид	Человек
ID гена (человек)	57223
ID гена	57223
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 628–817 человеческого PPP4R3B (NP_001269779.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5MIZ7
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Хладоэлемент