

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Rpp6C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 000743

Артикул: CM0009070

введение

Кроличье моноклональное антитело против RPP6C (каталитическая субъединица серин/треонин-протеинфосфатазы β). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения регуляции клеточного цикла и путей врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к RPP6C
Примечания/Псевдоним	PP6; RPP6C; RPP6C
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	5537
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000743
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом