

Анти-Rpp6R2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75170

Артикул: CM0030397

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против регуляторной субъединицы протеинфосфатазы 6 (PPP6R2/SAPS2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Подходит для изучения дефосфорилирования, опосредованного PP6, и сигнального пути TNF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP6R2 Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9701
ID гена	9701
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 640-959 человеческого PPP6R2 (NP_001229827.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75170
Молекулярный вес белка	105 кДа
Доставка	Сухой лед