

Анти-Rpt1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P50897

Артикул: CM0018181



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому PPT1, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходит для изучения функции пальмитоил-протеинтиоэстеразы при лизосомных болезнях накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPT1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PPT; CLN1; INCL; PPT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5538
GeneID	5538
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-306 человеческого PPT1 (NP_000301.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50897
Молекулярная масса белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом