

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pqbr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60828

Артикул: CM0002263



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PQBP1 (30 кДа), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения сплайсинга пре-мРНК, транскрипции и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PQBP1
Примечания/Альтернативные названия	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Вид	Человек
GeneID	10084
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-265 человеческого PQBP1 (NP_001027553.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60828
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом