

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Pqbp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60828

Артикул: CM0027563



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого PQBP1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагирует с PQBP1 человека, мыши и крысы. PQBP1 — это внутренне неупорядоченный скаффолдный белок, участвующий в процессинге пре-мРНК, регуляции транскрипции и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PQBP1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Вид происхождения белка	Человек
GeneID	10084 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-265 человеческого PQBP1 (NP_005701.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60828
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильная упаковка с льдом