

Анти-Praf2 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - O60831

Артикул: CM0021037

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого PRAF2 (JM4, Yipba), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения апоптоза и везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRAF2 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	JM4; Yipba; PRAF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11230
GeneID	11230
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-50 человеческого PRAF2 (NP_009144.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60831
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом