

Поликлональные Антитела Против Prame Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P78395

Артикул: CM0012942

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PRAME (меланомного антигена). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с белком мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области онкологии, апоптоза и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRAME кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
Вид	Человек
ИД гена (человек)	23532
ИД гена	23532
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–200 человеческого PRAME (NP_006106.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78395
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовой пакет