

## Поликлональное Антитело Против Prb4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10163

Артикул: CM0023955

### введение

Кроличье поликлональное антитело против основного богатого пролином белка слюны 4 человека (PRB4, белок о околоушной железы). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально для исследований слюнной протеомики и биологии полости рта.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PRB4 Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | Рo; PRB4                                                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)                  | 5545                                                                                                                              |
| ID гена                            | 5545                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 178-247 человеческого PRB4 (NP_002714.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                     |
| SWISS                              | P10163                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 31 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |