

Антитела Кролика Против Prb4 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10163

Артикул: CM0023910

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого основного богатого пролином белка слюны 4 (PRB4), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований белков слюны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRB4 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	Ro; PRB4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5545
ID гена	5545
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 178-247 человеческого PRB4 (NP_002714.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P10163
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Ледяной пакет