


Поликлональное Антитело Против Prc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - O43663

Артикул: CM0028441



введение

Кроличье поликлональное антитело против PRC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Распознает PRC1 у человека, мыши и крысы. Подходит для изучения цитокинеза, клеточного деления и исследований рака мочевого пузыря. Молекулярная масса ~72 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASE1; PRC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9055
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 351-620 человеческого PRC1 (NP_003972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43663
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом