

Поликлональное Антитело Anti-Prcc Для Wb И Elisa — Q92733

Артикул: CM0021119

введение

Поликлональное антитело Anti-PRCC, валидированное для применений в WB и ELISA. Реагирует с белком PRCC человека (UniProt Q92733). Идеально подходит для изучения регуляции клеточного цикла и папиллярной почечно-клеточной карциномы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к папиллярной почечно-клеточной карциноме
Примечания/синонимы	TPRC; RCCP1; папиллярная почечно-клеточная карцинома
Вид	Человек
GeneID (человек)	5546
GeneID	5546
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 240–491 папиллярной почечно-клеточной карциномы человека (NP_005964.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q92733
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом