


Кроличий Моноклональный Антитело Против Prd Для Wb, Elisa - P12955

Артикул: CM0002315



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PRD (пролидазы, PEPD), подходящее для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходит для исследований метаболизма коллагена и пролидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRD Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PROLIDASE; PRD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5184
GeneID	5184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-493 человеческого PRD (NP_000276.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P12955
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом