

Поликлональные Антитела Против Prdm1 Для Wb, If/Icc, Elisa - 075626

Артикул: CM0023248



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PRDM1 (BLIMP-1), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный PRDM1; идеально подходят для изучения транскрипционной регуляции при дифференцировке иммунных клеток и биологии тканевых резидентных лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRDM1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	639
ID гена	639
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-210 человеческого PRDM1 (NP_001189.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	075626
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Сумка со льдом