

Поликлональное Антитело Против Prdm11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nqv5

Артикул: CM0029495



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PRDM11 (PFM8), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально для изучения регуляции транскрипции. UniProt: Q9NQV5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRDM11 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	PFM8; PRDM11
Вид	Человек
ID гена	56981
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NQV5
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом