

Поликлональные Антитела К Anti-Prdm12 Для Wb, Elisa - Q9H4Q4

Артикул: CM0019949



введение

PRDM12 Rabbit pAb — это поликлональные антитела для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обнаруживающие PRDM12 человека и мыши. Необходимы для исследований развития ноцицептивных нейронов и изучения болевых путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PRDM12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PFM9; HSN8; PRDM12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	59335
GeneID	59335
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого PRDM12 (NP_067632.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H4Q4
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом