

Поликлональное Антитело Против Prdm14 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Ифа - Q9Gzv8

Артикул: CM0014734

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PRDM14, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин и ИФА. Детектирует PRDM14 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований плюрипотентности стволовых клеток и развития зародышевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRDM14 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PFM11; PRDM14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	63978
GeneID	63978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого PRDM14 (NP_078780.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафин, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZV8
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	В пакете со льдом