

Кроличья Поликлональная Антитела К Prdm14 Для Вб, Игг-П, Ифа, Хип - Q9Gzv8

Артикул: CM0030260

введение

Кроличья поликлональная антитела к PRDM14, валидированная для ВБ, ИГГ-П, ИФА, ХИП у человека, мыши и крысы. Незаменимый инструмент для исследования плюрипотентности, идентичности эмбриональных стволовых клеток и развития зародышевых клеток. 64 кДа. Q9GZV8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRDM14 кроличья поликлональная антитела
Примечания/синонимы	PFM11; PRDM14
Вид	Человек
ID гена (человек)	63978
ID гена	63978
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого PRDM14 (NP_078780.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА, ХИП
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZV8
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами