

Поликлональные Антитела К Prdm6 Для Wb, Elisa - Q9Nqx0

Артикул: CM0029688

введение

Кроличьи поликлональные антитела к PRDM6, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции PRDM6 в дифференцировке гладких мышц и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к PRDM6
Примечания/Синонимы	PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6
Вид	Человек
GeneID (человек)	93166
GeneID	93166
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 376-595 PRDM6 человека (NP_001129711.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQX0
Молекулярная масса	64 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом