

Поликлональное Антитело К Prdm7 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nqw5

Артикул: CM0027460

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок PRDM7 (PFM4/ZNF910), полученное против рекомбинантного белка (а.о. 210-310). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуноферментного анализа (ELISA). Инструмент для эпигенетических исследований, изучающий активность гистон-лизиновой метилтрансферазы и ремоделирование хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRDM7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PFM4; ZNF910; PRDM7
Вид	Человек
GeneID (человек)	11105
GeneID	11105
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-310 человеческого белка PRDM7 (NP_001091643.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NQW5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом