

Поликлональные Антитела Anti-Prelid1 Для Игх-П, Иф/Ик, Ифа - Q9Y255

Артикул: CM0020432



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PRELID1 (25 кДа) для ИГХ-П, ИФ/ИК и ИФА. Белок участвует в накоплении кардиолипина в митохондриях и регуляции апоптоза. Валидированы на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRELID1 кроличьи пАб
Примечания/псевдонимы	PX19; PRELI; SBB112; CGI-106
Вид	Человек
GeneID (человек)	27166
GeneID	27166
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 174-219 человеческого PRELID1 (NP_037369.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y255
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет