

Поликлональное Антитело Anti-Prelid3A Для Ihc-P, Elisa — Q96N28

Артикул: CM0021475



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого PRELID3A (SLMO1), транспортера фосфатидной кислоты в митохондриях. Валидировано для применений IHC-P и ELISA и предназначено для поддержки исследований синтеза кардиолипина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRELID3A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10650
Идентификатор гена	10650
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70–172 человеческого PRELID3A (NP_006544.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96N28
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом