


Кроличья Поликлональная Антитело Против Prelid3B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Y3B1

Артикул: CM0021775



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PRELID3B (SLMO2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Получена против синтетического пептида, соответствующего аминокислотам 80–180. Полезно для изучения этого фосфопротеина, содержащего домен PRELI.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против PRELID3B
Примечания/алиасы	SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B
Вид	Человек
ID гена (человек)	51012
ID гена	51012
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 80–180 человеческого PRELID3B (NP_057129.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3B1
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом