

Поликлональные Антитела Против PreIp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51888

Артикул: CM0022802

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к PRELP, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с PRELP человека, мыши и крысы. Подходят для исследований внеклеточного матрикса и базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRELP Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
Вид	Человек
ID гена (человек)	5549
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 200–360 человеческого PRELP (NP_002716.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P51888
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет