

Поликлональные Антитела Против Prepl Для Wb, If/Icc, Elisa - Q4J6C6

Артикул: CM0015026



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PREPL, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Нацелены на пролилэндопептидазоподобный белок, сериновую пептидазу, участвующую в транспортировке в аппарате Гольджи и экзоцитозе синаптических везикул. ~84 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против PREPL
Примечания/Псевдоним	CMS22; PREPL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9581
GeneID	9581
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q4J6C6
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	Сумка со льдом