

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Пресенилина 1 Для Вб, Игх-П, Иф/Мкк, Ифа — R49768

Артикул: CM0024207



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого пресенилина 1, валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКК и ИФА. Реагируют с мышью и крысой. Подходят для исследования болезни Альцгеймера и изучения гамма-секретазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пресенилин 1 кроличыи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNL1; ACNINV3; Presenilin 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5663
ID гена	5663
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 290-380 человеческого пресенилина 1 (NP_000012.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	R49768
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом