


## Поликлональные Антитела Против Prg2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мкц (If/Icc), Игх-П (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - P13727

Артикул: CM0028998



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против PRG2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МКЦ (IF/ICC), ИГХ-П (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают PRG2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения механизмов иммунной защиты, реакций гиперчувствительности и антипаразитарных ответов.

[Узнать больше](#)

| Название продукта | Примечания/Псевдонимы         | Вид     | ID гена (Человек) | ID гена | Иммуноген                                                                                                                | Источник | Категория               | Применение               | Перекрестная реактивность | SWISS  | Молекулярный вес бел |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|----------------------|
| PRG2 кроличьи pAb | MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2 | Человек | 5553              | 5553    | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого PRG2 (NP_002719.3) | Кролик   | Поликлональные антитела | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA | Человек, Мышь, Крыса      | P13727 | 25 кДа               |