

Кроличье Поликлональное Антитело Против Prg4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92954

Артикул: CM0013563

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PRG4 (любрицин/MSF). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысой. Прогнозируемая молекулярная масса 151 кДа; полезно для изучения смазки суставов и биологии синовиальной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRG4 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
Вид	Человек
ID гена	10216 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1264-1363 человеческого PRG4 (NP_001121180.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q92954
Молекулярная масса белка	151 кДа
Доставка	В пакете со льдом