


Кроличья Поликлональная Антитела Против Prim2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49643

Артикул: CM0015133



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PRIM2 (большая субъединица ДНК-праймазы). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Идеальны для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRIM2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	p58; PRIM2A; PRIM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5558
ID гена	5558
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого PRIM2 (NP_000938.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49643
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом